



Kotihappihoito- laitteet

Elämää helpottavia ratkaisuja



WOIKOSKI
MEDICAL



WOIKOSKI
MEDICAL



Kotihappihoito

Suomalainen Woikoski Medical tarjoaa kotihappihoitoa tarvitseville monipuolisen ja laadukkaan valikoiman elämää helpottavia kotihappihoitolaitteita. Valikoimastamme löytyy sopiva vaihtoehto kaikkiin tarpeisiin ja tilanteisiin – käyttäjän iästä ja kunnosta riippumatta.

Happihoitoa käytetään korjaamaan elimistön pysyvästi alentunutta happipitoisuutta ja sen aiheuttamaa liiallista rasitusta ja haittavaikutuksia sydämelle, keuhkoille ja muulle elimistölle. Happihoitoa käytetään mm. vaikeiden keuhko-sairauksien, sydämen vajaatoiminnan tai syövän hoitoon, jos elimistön happipitoisuus on pysyvästi alentunut.

Hoidon tavoitteena on parantaa henkilön fyysistä jaksamista, lisätä omatoimisuutta ja vireyttä, edesauttaa liikkumista ja hidastaa toimintakyvyn heikkenemistä.

Pitkäaikaista happihoitoa voidaan toteuttaa lääkärin määräyksestä myös kotona. Tällöin hapen annostelu hoidetaan itse nestehappilaitteen, lääkehappipullojen ja happirikastimen avulla.

Suomalaista palvelua ammattitaidolla

Woikoski Medicalin asiakaspalvelussa työskentelee terveydenhoidon ammattilaisia. Asiakaspalvelumme sijaitsee Suomessa ja meille liehuu Avainlippu suomalaisen palvelun merkiksi.

Terveydenhuollon ammattilaisemme antavat nestehappilaitteisiin henkilökohtaisen käyttökoulutuksen asiakkaan kotona. Tällä halutaan helpottaa asiakkaan hoidon aloittamista ja varmistetaan laitteiden turvallinen käyttö kotiloissa.

Kotihappihoidon asiakaspalvelu

Palvelemme sinua arkisin klo 8-15.30.

sähköposti: kotihappihoito@woikoski.fi

puhelin: 045 788 15403



woikoski.fi

Nestehappilaitteet

Vapautta liikkumiseen nestemäisen hapen laitteistoilla

Nestemäisen hapen laitteistolla annosteluun asiakas tarvitsee kotisäiliön, kannettavan nestehappisäiliön ja happiviikset. Nestemäisen hapen järjestelmä antaa kotona asuvalle happihoitopotilaalle suurimman liikkumavapauden ja parantaa elämänlaatua.

Woikoski Medical tarjoaa kotihappihoitoon nestehapen kotisäiliöitä kokoluokissa 20, 36 ja 45 litraa. 20 L ja 45 L säiliöissä on täyttömahdollisuus sivusta ja päältä, 36 L säiliössä on päältä täyttö.

Kannettavien nestehappisäiliöiden avulla kaupassakäynnit ja muut päivittäiset asiat sujuvat mainiosti. Pieni ja kevyt kannettava laite kulkee helposti mukana ja on helppo täyttää. Pitkä riittoisuus antaa liikkumavapautta.

Nestehappilaitteiden tilaaminen

Kotihappihoitotuotteiden tilaaminen on helppoa ja yksinkertaista. Lähetä lääkemääräys ja tilauslomake kotihappihoidon asiakaspalveluun:

faksilla numeroon 020 605 1812

salattuna sähköpostilla kotihappihoito@woikoski.fi

tai postitse osoitteeseen Woikoski Medical,
Puurtajankatu 22, 04440 Järvenpää

Lääkemääräys tulee olla kirjoitettuna Kelan SV1 lomakkeelle tai lääkäri voi soittaa puhelinmääräyksen Woikoski Medicalin asiakaspalvelufarmaseutille p. 045 788 15403. Lääkehappea ei voi määrätä sähköisellä reseptillä. Tilauslomake löytyy Woikosken nettisivuilta: www.woikoski.fi



Kannettavat nestehappilaitteet



Helios 300

Helios 850 Marathon

Helios

300 / 850 Marathon

Helios 300 on markkinoiden kevein kannettava nestehappilaite, jossa on silti suuri riittoisuus. Helios 300 voidaan täyttää kaikista päältä täytettävistä kotisäiliöistä. Virtausalue 1-4 l/min.

Helios 850 Marathon mahdollistaa pitkäkestoisen, koko päivän mittaisen käytön yhdellä täytöllä. Virtausta voidaan säätää sekä jatkuvaan, että jaksottaiseen virtaukseen. Laitteiden mukana tulee niihin kuuluvat kantolaukut.

Virtausalue 1-6 l/min.



Spirit 300

Spirit 600

Spirit 1200

Spirit

300 / 600 / 1200

Spirit-mallit ovat pieniä, kevyitä ja hiljaisia, ja ne antavat mahdollisuuden liikkua ulkona koko päivän. Kaikissa malleissa on happea säästävä elektroninen säännöstelylaite, joka annostelee hapen sisäänhengityksen mukaan. Kaikkia Spirit-laitteita on saatavilla sekä päältä että sivusta täytettävänä. Virtausalue 1-5 l/min.



Hi-Flow Stroller

Stroller 1200

Stroller

Hi-Flow Stroller ja Stroller 1200

Hi-Flow Stroller ja **Stroller 1200** annostelevat hapen jatkuvalle virtaukselle. Näiden laitteiden etuna on suuret virtaukset, mikä mahdollistaa liikumisen jopa 15 l/min virtauksella. Molemmat mallit ovat saatavilla sekä sivusta että päältä täytettävänä. Hi-Flow Strollerin virtausalue 1-15 l/min ja Stroller 1200:n virtausalue on 1-6 l/min.



Easymate

Easymate

Easymate on pieni ja kevyt nestehappilaitte, joka voidaan ottaa käyttöön välittömästi täytön jälkeen. Easymate voidaan täyttää kaikista päältä täytettävistä kotisäiliöistä ja laite annostelee hapen sisäänhengityksen mukaan. Laitetta kannetaan mukana tulevassa olkalaukussa. Virtausalue 1-4 L/min.



Easymate 6+6

Easymate 6+6

Easymate 6+6 laitteesta voidaan annostella happea sekä jaksoittaisella, että jatkuvalla virtauksella aina 6 L/min asti. Tämä antaa lisää liikkumavapautta isoja virtauksia käyttäville. Easymate 6+6 voidaan ottaa käyttöön välittömästi täytön jälkeen. Laitetta kannetaan mukana tulevassa kantolaukussa, joka voidaan tarpeen tullen muuntaa repuksi tai olkalaukuksi.

Sivutäyttö (SF) vai päältätäyttö (TF)?

Täyttötavasta riippuen kannettavia nestehappilaitteita on kahdenlaisia: päältä täytettäviä (top fill) ja sivusta täytettäviä (side fill).

Kun käytössä on sivusta täytettävä malli, täyttämisen voi tehdä vaikka istualtaan, eikä se vaadi paljon voimaa.



Kannettavien vertailu

Riittoisuus

KANNETTAVA	1l/min	2l/min	3l/min	4l/min	5l/min	6l/min	10l/min	15l/min
Helios 300	13 h	10 h	6,5 h	5 h				
Helios 850								
Jaksottainen virtaus		18,5 h	11,5 h	9,5 h				
Jatkuva virtaus	10,5 h	5,5 h	3,5 h	2,5 h	2 h	1,5 h		
Spirit 300	14,5 h	7 h	4,7 h	3,5 h	3 h			
Spirit 600	29 h	14 h	9,4 h	7 h	6 h			
Spirit 1200	58 h	28 h	18,8 h	14 h	12 h			
Stroller 1200	14,45 h	8 h	5,2 h	4,05 h	3,2 h	2,45 h		
Hi-Flow Stroller	16 h	8 h	5,2 h	4 h		2,4 h	1,4 h	1 h
Easymate	9 h	8 h	5,3 h	4,3 h				
Easymate 6+6								
Jaksottainen virtaus		18 h	16 h	14 h	12 h	11 h		
Jatkuva virtaus	12 h	6 h	4 h	4 h	2,5 h	2 h		

Tekniset tiedot

KANNETTAVA	paino täytenä	virtausväli l/min	virtaustapa	täyttöyhde	happiviikset
Helios 300	1,5 kg	0,12–4	a/b	TF	kaksipäiset
Helios 850	2,5 kg	1,5–4 (a) / 1–6 (b)	a/b	TF	kaksipäiset
Spirit 300	1,9 kg	1–5	a/b	SF ja TF	yksipäiset
Spirit 600	2,5 kg	1–5	a/b	SF ja TF	yksipäiset
Spirit 1200	3,6 kg	1–5	a/b	SF ja TF	yksipäiset
Stroller 1200	3,6 kg	0,25–6	b	SF ja TF	yksipäiset
Hi-Flow Stroller	3,8 kg	0,5–15	b	SF ja TF	yksipäiset
Easymate	1,5 kg	1–4	a	TF	yksipäiset
Easymate 6+6	3,6 kg	0–6	a/b	TF	yksipäiset

(a) = Jaksottainen virtaus, (b) = Jatkuva virtaus

Kotisäiliöt



Liberator

20 L / 45 L

Liberator-sarjaan kuuluu kaksi erikokoista nestehapen kotisäiliötä. Suurempi 45 litran säiliö on pitkäaikaiseen käyttöön ja pienempi 20 litran säiliö on helppo ottaa mukaan esimerkiksi matkalle. Liberator säiliöiden etuna on kaksi täyttöyhdetä, sivutäyttö (SF) ja päältätäyttö (TF). Sivutäyttö tekee kannettavan nestehappilaitteen täytöstä kevyempää. Säiliössä on myös kiinteä virtaussäädin, josta voi annostella happea jatkuvalla virtauksella.



Helios

U36

Helios kotisäiliö soveltuu kaikkien päältä täytettävien kannettavien laitteiden nopeaan täyttämiseen. Helios kotisäiliössä on kiinteä virtaussäädin, josta voi annostella happea jatkuvalla virtauksella.

Tekniset tiedot

KOTISÄILIÖ	paino täytenä	virtausväli L/min	2 L/min	korkeus	täyttöyhde
Liberator 20	41 kg	0-15	n. 6,5 pv	622 mm	TF ja SF
Liberator 45	75 kg	0-15	n. 14 pv	940 mm	TF ja SF
Helios U36	62 kg	0-10	n. 10 pv	851 mm	TF



WOIKOSKI
MEDICAL

Kotihappihoidon asiakaspalvelu

Autamme kaikissa kotihappihoitoon
liittyvissä asioissa.

Asiakaspalvelu:

kotihappihoito@woikoski.fi

Puhelin arkisin klo 8–15.30:

045 788 15403



Meille liehuu
avainlippu.



woikoski.fi