



Utrustning för syrgasbehandling i hemmet

Lösningar som gör livet lättare



WOIKOSKI
MEDICAL



WOIKOSKI
MEDICAL



Syrgasbehandling i hemmet

Finländska Woikoski Medical har ett mångsidigt och högklassigt utbud av syrgasbehandlingsutrustning som gör livet lättare för personer som behöver syrgasbehandling i hemmet. I utbudet finns alternativ för alla behov och situationer, oberoende av användarens ålder och hälsotillstånd.

Syrgasbehandling används för att korrigera en permanent nedsatt syrehalt i kroppen samt den överflödiga belastning och de nackdelar som detta medför för hjärtat, lungorna och den övriga kroppen. Syrgas används för att behandla bl.a. svåra lungsjukdomar, hjärtsvikt eller cancer om syrehalten i kroppen är permanent nedsatt.

Målet med behandlingen är att förbättra personens fysiska ork, öka personens självständighet och aktivitet, främja rörligheten samt fördröja en nedsättning av funktionsförmågan.

Långvarig syrgasbehandling kan också genomföras hemma på ordination av en läkare. Då sköter patienten själv doseringen av syrgas med hjälp av en enhet för flytande syrgas, flaskor med medicinsk syrgas och en syrgaskoncentrator.

Professionell finländsk service

På Woikoski Medicals kundtjänst arbetar hälso- och sjukvårdsexperten. Vår kundtjänst finns i Finland och vi har Nyckelflaggan som ett tecken på finländsk service.

Våra hälso- och sjukvårdsexperten ger personlig utbildning i användning av utrustning för flytande syrgas hemma hos kunden. På detta sätt vill vi göra det lättare för kunden att komma igång med behandlingen samt säkerställa en säker användning av utrustningen i hemmet.

Kundtjänst för hemsyrgasbehandling

Vi betjänar dig vardagar kl. 8–15.30.

e-post: kotihappihoito@woikoski.fi

telefon: 045 788 15403



woikoski.fi

Utrustning för flytande syrgas

Rörelsefrihet med utrustning för flytande syrgas

För dosering med utrustningen för flytande syrgas behöver kunden en hushållsbehållare, en bärbar behållare med flytande syrgas och en syrgasgrimma. Ett system med flytande syrgas ger en syrgasbehandlingspatient som bor hemma större rörelsefrihet och förbättrar livskvaliteten.

För syrgasbehandling i hemmet har Woikoski Medical hushållsbehållare med flytande syrgas i storlekarna 20, 36 och 45 liter. Behållarna med 20 liter och 45 liter kan fyllas på från sidan (sidopåfyllning) och ovanifrån (toppåfyllning), behållaren med 36 liter kan fyllas på ovanifrån.

Det går utmärkt att gå till butiken och sköta andra dagliga ärenden med hjälp av de bärbara behållarna med flytande syrgas. Den lilla och lätta bärbara enheten följer behändigt med och är enkel att fylla på. Syrgasen räcker länge och ger därmed rörelsefrihet.

Beställning av utrustning för flytande syrgas

Det är lätt och behändigt att beställa produkter för syrgasbehandling i hemmet. Skicka receptet och en beställningsblankett till kundtjänsten för hemsyrgasbehandling:

via fax till numret 020 605 1812

krypterat per e-post till kotihappihoito@woikoski.fi

eller per post till adressen Woikoski Medical,
Puurtajankatu 22, 04440 Träskända

Receptet ska vara skrivet på FPA:s blankett SV1 eller alternativt kan läkaren ge ett telefonrecept till Woikoski Medicals kundtjänstfarmaceut tfn 045 788 15403. Medicinsk syrgas kan inte förskrivas som e-recept. Beställningsblanketten finns på Woikoskis webbplats: www.woikoski.fi.



Bärbar utrustning för flytande syrgas



Helios 300

Helios 850 Marathon

Helios

300 / 850 Marathon

Helios 300 är marknadens lättaste bärbara utrustning för flytande syrgas som ändå har lång användningstid. Helios 300 kan fyllas på från alla topppåfyllda hushållsbehållare. Flödesintervall 1–4 L/min.

Helios 850 Marathon möjliggör en långvarig användning under hela dagen med bara en påfyllning. Flödet kan justeras både för kontinuerligt och pulsat flöde. Utrustningen kommer med en bärkasse. Flödesintervall 1–6 L/min.



Spirit 300

Spirit 600

Spirit 1200

Spirit

300 / 600 / 1200

Spirit-modellerna är små, lätta och tysta, och de ger möjlighet att röra sig utomhus hela dagen. Alla modeller har en syresparande elektronisk regleringsfunktion som ger syrgas vid inandning. Alla Spirit-behållare finns tillgängliga med både topp- och sidopåfyllning. Flödesintervall 1–5 L/min.



Hi-Flow Stroller

Stroller 1200

Stroller

Hi-Flow Stroller och Stroller 1200

Hi-Flow Stroller och **Stroller 1200** doserar syrgasen med ett konstant flöde. Fördelen med dessa enheter är stora flöden, som möjliggör fysisk aktivitet med till och med ett flöde på 15 L/min. Båda modellerna finns tillgängliga med både topp- och sidopåfyllning. Hi-Flow Stroller har ett flödesintervall mellan 1 och 15 L/min och Stroller 1200 har ett flödesintervall mellan 1 och 6 L/min.



Easymate

Easymate

Easymate är en liten och lätt enhet för flytande syrgas som kan tas i bruk omedelbart efter påfyllning. Easymate kan fyllas på från alla toppåfyllda hushållsbehållare och enheten doserar syrgas vid inandning. Enheten bärs i den medföljande axelväska. Flödesintervall 1–4 L/min.



Easymate 6+6

Easymate 6+6

Easymate 6+6 kan dosera syrgas med både pulsat och kontinuerligt flöde upp till 6 L/min. Detta ger större rörelsefrihet för den som använder ett större flöde. Easymate 6+6 kan tas i bruk omedelbart efter påfyllning. Enheten bärs i den medföljande bärkassen, som vid behov kan omvandlas till ryggsäck eller axelväska.

Sidopåfyllning (SF) eller toppåfyllning (TF)?

Beroende på påfyllningssättet finns det två olika slags bärbara enheter för flytande syrgas: med toppåfyllning (top fill) och sidopåfyllning (side fill).

En modell med sidopåfyllning kan påfyllas även i sittande ställning och påfyllning kräver inte mycket styrka.



Jämförelse av bärbara enheter

Användningstid

BÄRBAR	1l/min	2l/min	3l/min	4l/min	5l/min	6l/min	10l/min	15l/min
Helios 300	13 h	10 h	6,5 h	5 h				
Helios 850								
Pulsat flöde		18,5 h	11,5 h	9,5 h				
Kontinuerligt flöde	10,5 h	5,5 h	3,5 h	2,5 h	2 h	1,5 h		
Spirit 300	14,5 h	7 h	4,7 h	3,5 h	3 h			
Spirit 600	29 h	14 h	9,4 h	7 h	6 h			
Spirit 1200	58 h	28 h	18,8 h	14 h	12 h			
Stroller 1200	14,45 h	8 h	5,2 h	4,05 h	3,2 h	2,45 h		
Hi-Flow Stroller	16 h	8 h	5,2 h	4 h		2,4 h	1,4 h	1 h
Easymate	9 h	8 h	5,3 h	4,3 h				
Easymate 6+6								
Pulsat flöde		18 h	16 h	14 h	12 h	11 h		
Kontinuerligt flöde	12 h	6 h	4 h	4 h	2,5 h	2 h		

Tekniska uppgifter

BÄRBAR	vikt, full	flödesintervall, l/min	flödessätt	påfyllningsport	syrgasgrimma
Helios 300	1,5 kg	0,12–4	a/b	TF	med två spetsar
Helios 850	2,5 kg	1,5–4 (a) / 1–6 (b)	a/b	TF	med två spetsar
Spirit 300	1,9 kg	1–5	a/b	SF och TF	med en spets
Spirit 600	2,5 kg	1–5	a/b	SF och TF	med en spets
Spirit 1200	3,6 kg	1–5	a/b	SF och TF	med en spets
Stroller 1200	3,6 kg	0,25–6	b	SF och TF	med en spets
Hi-Flow Stroller	3,8 kg	0,5–15	b	SF och TF	med en spets
Easymate	1,5 kg	1–4	a	TF	med en spets
Easymate 6+6	3,6 kg	0–6	a/b	TF	med en spets

(a) = Pulsat flöde, (b) = Kontinuerligt flöde

Hushållsbehållare



Liberator

20 L / 45 L

Liberator-serien inkluderar hushållsbehållare för flytande syrgas i två olika storlekar. Den större 45-litersbehållaren är för långvarig användning och den mindre 20-litersbehållaren är lätt att till exempel ta med på en resa. Fördelen med Liberator-behållarna är två påfyllningsportar, sidopåfyllning (SF) och topppåfyllning (TF). Sidopåfyllning gör påfyllningen av den bärbara enheten för flytande syrgas lättare. Behållaren har även ett fast flödesreglage från vilket du kan dosera syrgas med kontinuerligt flöde.



Helios

U36

Helios-hushållsbehållaren lämpar sig för snabb påfyllning av alla bärbara enheter med topppåfyllning. Helios-hushållsbehållaren har ett fast flödesreglage från vilket du kan dosera syrgas med kontinuerligt flöde.

Tekniska uppgifter

HUSHÅLLSBEHÅLLARE	vikt, full	flödesintervall, L/min	2 L/min	höjd	påfyllningsport
Liberator 20	41 kg	0-15	n. 6,5 dagar	622 mm	SF och TF
Liberator 45	75 kg	0-15	n. 14 dagar	940 mm	SF och TF
Helios U36	62 kg	0-10	n. 10 dagar	851 mm	TF



WOIKOSKI
MEDICAL

Kundtjänst för hemsyrgasbehandling

Vi hjälper dig med alla frågor
kring hemsyrgasbehandling.

Kundtjänst:

kotihappihoito@woikoski.fi

Telefon vardagar kl. 8–15.30:

045 788 15403



Finländsk
Service.



woikoski.fi