

Happimonitori QualityMon O₂

**Hengityskaasuseosten happipitoisuuden
luotettavaan seurantaan.**

QualityMon O₂ happimonitoria käytetään hengityskaasuseosten happipitoisuuksien määrittämiseen ja valvontaan lääkinnällisessä käytössä. Happimonitoria voidaan käyttää anestesia- ja hengityslaitteiden hengityskaasuseoksen sekä imeväisikäisen inkubaation toiminnan valvontaan. Laite ei sovellu henkilösuojaukseen. Älä käytä kaasuseosten valmistuksen seurantaan.



Laitteen ominaisuuksia:

- Kestävä alumiinirunko
- Modulaarirakenne, voidaan integroida Ilma-happi-sekoitin Quality Mixiin
- Kiinnitetykset saatavilla kiskoon tai tolppaan

Täyttää standardit:

EN ISO 80601-2-55, DIN EN 60601-1,
EN ISO 14971

CE – Certification:

13485:2016 certification – CE0482

Tekniset tiedot

OMINAISUUS	ERITTELY HAPEN MITTAKENNON 00M111 YHTEYDESSÄ
Mittausalue	0–100 % happea
Mittatarkkuus	0,1 % happea
Tarkkuus	< 1 til.-% O ₂ , kun kalibroitu 100 tilavuusprosenttiin O ₂
Erojännite	< 200 µV 100-prosenttisessa tyypessä yli 5 min
Vasteaika	< 12 s 90 %:ssa lopullisesta arvosta
Epälineaarisuusvirhe	< 3 % suhteellinen poikkeama ominaiskäyrästä
Liukuma	< 1 til.-% O ₂ yli 8 tuntia
Käyttöpainealue	750–1250 hPa

Kaikki tekniset tiedot koskevat vakio-olosuhteita:
ympäristöpaine 1013 hPa, kuiva ympäristöilma 25 °C:ssa

Kysy lisää asiakaspalvelustamme!

TUOTE	Saatavuus	Tuotenumero
Happimonitori QualityMon O ₂	Varastotuote	T203997